

GN XL HyClean Pure

8 Staubsaugerbeutel HyClean Pure GN zum Vorteilspreis
mit bester Filtrationsleistung von 99,99% durch das Miele AirClean-System.

EAN-Nr.: 4002516782780 / Materialnummer: 12497870 /
Alte Materialnummer: 41996722INT



- 80% Rezyklat und stärkste Performance – einzigartig am Markt
- Längste Nutzungsdauer dank patentierter 3D Strömungsrichter
- Sauberes Wechseln des Beutels dank automatischem Beutelverschluss
- Höchste Effizienz beim Staubsaugen mit niedrigen Wattzahlen
- Inhalt: 8 Staubsaugerbeutel, 2 Motorschutzfilter, 2 Abluftfilter
- u.a. für Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2