

GN XXL HyClean Pure

16 Staubsaugerbeutel HyClean Pure GN zum Vorteilspreis.
mit bester Filtrationsleistung von 99,99% durch das Miele AirClean-System.

EAN-Nr.: 4002516811282 / Materialnummer: 12498250 /
Alte Materialnummer: 41996730INT



- aus 80% Rezyklat – umweltfreundlichster Beutel, den Miele je hatte
- Lange Nutzungsdauer durch Strömungsrichter und 3D Entfaltung
- Sauberes Wechseln des Beutels dank automatischem Beutelverschluss
- Höchste Effizienz beim Staubsaugen mit niedrigen Wattzahlen
- Inhalt: 16 Staubsaugerbeutel, 4 Motorschutzfilter, 4 Abluftfilter
- u.a. für Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2