

DKF 40-R

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter
für Miele Umlufthauben DAC 2x4x und DAC 4x40.



EAN-Nr.: 4002516808947 / Materialnummer: 12500160 /
Alte Materialnummer: 28996470EU1

- Spürbar frische und geruchsneutrale Luft in der gesamten Küche
- Mit Aktivkohle – Neutralisiert effektiv unangenehme Kochgerüche
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Geringer Strömungswiderstand durch besondere Bauform