

WA UP2 1403 L

Miele UltraPhase 2

universelle UltraPhase 2 passend zu jeder UltraPhase 1.

EAN-Nr.: 4002516779698 / Materialnummer: 12517210 /
Alte Materialnummer: 11997298EU5



- Aktivsauerstoff für eine sanfte und effektive Fleckentfernung
- OxiCare für gründliche Pflege und Reinheit von Textil und Gerät
- WhiteBooster für strahlend weiße Wäsche
- Bis zu 30% weniger Verbrauch dank automatischer Dosierung
- Hochergiebig – 1,4 Liter für 50 Waschladungen
- Einsetzbar in allen Miele TwinDos Waschmaschinen und Waschtrocknern