

A 315/1

Modul

zur Kapazitätssteigerung und Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten.



- Steigerung der Injektorkapazität von 22 auf 44 Stück
- Einsetzbar in allen am Markt befindlichen Unterkörben A 151
- Alle gängigen Dental- & HNO-Adapter und Zubehöre sind einsetzbar
- Injektordüsen werden nicht mitgeliefert
- Filterrohr A 800 in beiden Injektorleisten verwendbar (nicht mitgeliefert)
- Bestückungsmaße bei Verwendung in Unterkorb A 151 und gleichzeitiger Verwendung des Oberkorbs A 105/1 H 210 +/- 30, B 383, T 479 mm
- Bestückungshöhe der Injektorleiste bei Verwendung des Oberkorbs A 105/1 135 mm +/- 30

EAN-Nr.: 4002516881186 / Materialnummer: 12531630 /

Alte Materialnummer: 69631501D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für HNO-Instrumentarium	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Kapazität	
HNO-Instrumente [Anzahl]	22
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Sauger [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	165
Außenmaß, Bruttobreite in mm	505
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	2,90
Bruttogewicht in kg	3,66
Beipack	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1