

A 315/1

Modul

zur Kapazitätssteigerung und Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten.



- Steigerung der Injektorkapazität von 22 auf 44 Stück
- Einsetzbar in allen am Markt befindlichen Unterkörben A 151
- Alle gängigen Dental- & HNO-Adapter und Zubehöre sind einsetzbar
- Injektordüsen werden nicht mitgeliefert
- Filterrohr A 800 in beiden Injektorleisten verwendbar (nicht mitgeliefert)
- Bestückungsmaße im Unterkorb A151: H 210 +/- 30, B 383, T 479 mm

EAN-Nr.: 4002516881186 / Materialnummer: 12531630 /
Alte Materialnummer: 69631501D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für HNO-Instrumentarium	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
Kapazität	
HNO-Instrumente [Anzahl]	22
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Sauger [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	118
Außenmaß, Nettobreite in mm	492
Außenmaß, Nettotiefe in mm	503
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	165
Außenmaß, Bruttobreite in mm	505
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	2,91
Bruttogewicht in kg	3,67
Beipack	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1