

TU HyClean Pure
Staubsaugerbeutel HyClean Pure TU
mit bester Filtrationsleistung von 99,99% durch das Miele AirClean-System.

EAN-Nr.: 4002516829751 / Materialnummer: 12557060 /
Alte Materialnummer: 41996682INT



- 80% Rezyklat und stärkste Performance – einzigartig am Markt
- Längste Nutzungsdauer dank patentierter 3D Strömungsrichter
- Noch hygienischer durch automatischen HyClose Beutelverschluss
- Höchste Effizienz beim Staubsaugen mit niedrigen Wattzahlen
- Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel, 1 AirClean Abluftfilter
- Geeignet für alle Guard L1 und Guard S1 Modelle