

## CO HyClean Pure

### Staubsaugerbeutel HyClean Pure CO

mit bester Filtrationsleistung von 99,99% durch das Miele AirClean-System.

EAN-Nr.: 4002516830085 / Materialnummer: 12557080 /  
Alte Materialnummer: 41996683INT



- 80% Rezyklat und stärkste Performance – einzigartig am Markt
- Längste Nutzungsdauer dank patentierter 3D Strömungsrichter
- Noch hygienischer durch automatischen HyClose Beutelverschluss
- Höchste Effizienz beim Staubsaugen mit niedrigen Wattzahlen
- Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel, 1 AirClean Abluftfilter
- Geeignet für alle Guard M1 Modelle