

KK HyClean Pure
5 Staubsaugerbeutel
für Swing H1, S1.

EAN-Nr.: 4002516911449 / Materialnummer: 12557210 /
Alte Materialnummer: 41996685INT



- Filtert mehr als 99,9 % aller Feinstaubpartikel
- Höchste Effizienz beim Staubsaugen mit niedrigen Wattzahlen
- 70% Rezyklat* und stärkste Performance – einzigartig am Markt
- Inhalt: 5 Staubsaugerbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Abluftfilter
- u.a. für Swing H1, S1

* mit einer Toleranz von +/-5%