

Guard L1 Allergy
Bodenstaubsauger mit Beutel
Leistungsstark | HEPA AirClean Filter | ideal für Allergiker



- 2in1 Polster- und Fugendüse für bequemes Reinigen ohne Umstecken
- Für jede Reinigungsaufgabe die optimale Power: 4 wählbare Modi
- Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen
- Individuell wählbare Höhe & ergonomischer Komfort-Handgriff
- Für eine mühelose Reinigung: 2-in-1 Polster- und Fugendüse
- Ideal für Allergiker dank HEPA AirClean Filter
- Langlebig: Auf 20 Jahre* Lebensdauer getestet
- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards

* Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years

EAN-Nr.: 4002516794486 / Materialnummer: 12558920 /
Alte Materialnummer: 41UFF033CE

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Brillantweiß
Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Guard L1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SUFFO
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Fußtasten +/-
Leuchtdisplay für Leistungsanzeige	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
Comfort-Handgriff 2.0	•
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
3-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	12
Kabellänge in m	8,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean Pure TU
Staubbeutelvolumen in l	3,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	HEPA AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•
Technische Daten	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	74,0
Breite in mm	500
Höhe in mm	239
Gewicht in kg	6,6
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	integriert
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Bodendüse SBD 365-3	•
Gutschein Staubsaugerbeutel	•