

Guard L1 Cat & Dog Flex Bodenstaubsauger mit Beutel leistungsstark | Aufsatz zur Tierhaarentfernung | Flexible Fugendüse



- 2in1 Polster- und Fugendüse für bequemes Reinigen ohne Umstecken
- Active AirClean Filter neutralisiert unangenehme Gerüche
- Langlebig: Auf 20 Jahre* Lebensdauer getestet
- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards
- Individuell wählbare Höhe & ergonomischer Comfort-Handgriff
- Für eine mühelose Reinigung: 2-in-1 Polster- und Fugendüse
- Für jede Reinigungsaufgabe die optimale Power: 4 wählbare Modi
- Ideal für schwer erreichbare Stellen: Flexible Fugendüse
- Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen
- Turbobürste: Beseitigt hartnäckigen Schmutz und Tierhaare

* Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years

EAN-Nr.: 4002516794509 / Materialnummer: 12558940 /
Alte Materialnummer: 41UZFO35CE

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	Guard L1 Cat & Dog Flex
Materialnummer Hersteller	12558940
EAN-Nummer	4002516794509
Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Guard L1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SUZFO
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Fußtasten +/-
Leuchtdisplay für Leistungsanzeige	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•
Park System zum abstellen	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
Comfort-Handgriff 2.0	•
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
4-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	12
Kabellänge in m	8,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean Pure TU
Staubbeutelvolumen in l	3,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	Active AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Technische Daten	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	74,0
Breite in mm	500
Höhe in mm	239
Tiefe in mm	288
Gewicht in kg	6,6
Mitgeliefertes Zubehör	
Zubehöraufbewahrung	integriert
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Extralange, flexible Fugendüse SFD 20	•
Saugpinsel	•
Bodendüse SBD 365-3	•
Turbobürste STB 305-3 (DOPPELT; GESPERRT)	•

Guard L1 Cat & Dog Flex
Bodenstaubsauger mit Beutel
leistungsstark | Aufsatz zur Tierhaarentfernung | Flexible Fugendüse



EAN-Nr.: 4002516794509 / Materialnummer: 12558940 /
Alte Materialnummer: 41UZFO35CE

Staubsaugerbeutel HyClean Pure TU

Gutschein für HyClean Pure TU

•

•