

APWD 339

Verschlussplomben

um ungewolltes Öffnen nach der Dampfsterilisation zu verhindern.



- 100 Stück pro Packung

EAN-Nr.: 4046963510619 / Materialnummer: 12566300 /
Alte Materialnummer: 69633900D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Plombe	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von VET-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•