

PRO UP1 - 1,4 l

Miele UltraPhase 1, Flüssigkonzentrat, neutral, 1,4 l
2-Komponentenwaschmittel für Buntes, Weißes und Feines.



- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Hervorragende Fleckentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Der Miele Aqua Duft verleiht Textilien eine angenehme Frische
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hochergiebig – 1,4 Liter für 37 Waschladungen
- Für Miele Professional SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos

EAN-Nr.: 4002516801375 / Materialnummer: 12581650 /
Alte Materialnummer: 59712801V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiß	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	4,9 - 5,3
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Medienart	
Alkalität	Neutral
Aggregatsform	Flüssig
Inhaltsstoffe	Tenside, Enzyme, Duftstoffe, Phosphonate
Biologisch abbaubar	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	1,07
Einfaches Handling	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Mindesthaltbarkeit in Monaten	60
Kühl und dunkel lagern	•
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•