

PRO UP1 - 1,4 l

Miele UltraPhase 1, Flüssigkonzentrat, neutral, 1,4 l
2-Komponentenwaschmittel für Buntes, Weißes und Feines.



- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Hervorragende Fleckentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Der Miele Aqua Duft verleiht Textilien eine angenehme Frische
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hohergiebig – 1,4 Liter für 37 Waschladungen
- Für Miele Professional SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos

EAN-Nr.: 4002516801375 / Materialnummer: 12581650 /
Alte Materialnummer: 59712801V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiß	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	7,9
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	94,00
Produkteigenschaften	
Medienart	
Alkalität	Neutral
Aggregatsform	Flüssig
Inhaltsstoffe	Tenside, Enzyme, Duftstoffe, Phosphonate
Biologisch abbaubar	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	1,07
Einfaches Handling	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Mindesthaltbarkeit in Monaten	60
Kühl und dunkel lagern	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	258
Außenmaß, Nettobreite in mm	90
Außenmaß, Nettotiefe in mm	93
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	94
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	94
Bruttogewicht in kg	1,60 kg
Füllmenge in ml	1400
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•