

PRO TDC - 1,4 l

Miele TwinDos Care, Flüssigkonzentrat, sauer, 1,4 l

Reinigungsmittel für das TwinDos-Dosiersystem.



- Zum Spülen der TwinDos-Dosierleitungen
- Anzuwenden vor einer längeren Benutzungspause (min. 2 Monate)
- Sichert die optimale Funktion des automatischen Dosiersystems
- Für ca. 5 Spülgänge
- Für Miele Professional SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos

EAN-Nr.: 4002516801146 / Materialnummer: 12581770 /

Alte Materialnummer: 59714801V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	4,9 - 5,3
Dosierung	
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	90,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Reinigungsmittel
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssig
Inhaltsstoffe	Tenside, Phosphonate, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis
Biologisch abbaubar	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	1,00
Einfaches Handling	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Mindesthaltbarkeit in Monaten	60
Kühl und dunkel lagern	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	258
Außenmaß, Nettobreite in mm	90
Außenmaß, Nettotiefe in mm	93
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•