

MB1 250  
Messbecher, 250 ml  
zur einfachen Dosierung von ProCare Produkten.



- Stapelbarer Messbecher mit stabilem Griff
- Aufgedruckte ml-Skala in 5er Schritten
- Ermöglicht genaues Dosieren von Flüssig- und Pulverprodukten

EAN-Nr.: 4002516805953 / Materialnummer: 12594330 /  
Alte Materialnummer: 59712001V1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
ProCare	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Einfaches Dosieren von ProCare Produkten	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	132,00
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	115
Außenmaß, Nettobreite in mm	117
Außenmaß, Nettotiefe in mm	77
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	105
Außenmaß, Bruttobreite in mm	94
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	132
Bruttogewicht in kg	0