

XKM 3200 WL LMD86

Kommunikationsmodul für Geräte der Generation PLW/PWD 868x o. 869x
für ExpertLine zum Anschluss an Miele MOVE, Segosoft oder andere Doku-Software.



- Anbindung an Miele MOVE nach aktuellem Stand der Technik
- Sichere Übertragung über Ethernet
- REST-Schnittstelle mit Bereitstellung der Daten im JSON-Format
- Flexibler Betrieb im lokalen Netzwerk
- Die letzten 30 Prozessprotokolle werden im Gerät gespeichert

EAN-Nr.: 4002516866527 / Materialnummer: 12611070 /
Alte Materialnummer: 68822104D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumbohrer	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	40
Außenmaß, Nettobreite in mm	90
Außenmaß, Nettotiefe in mm	110
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	105
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	210

XKM 3200 WL LMD86

Kommunikationsmodul für Geräte der Generation PLW/PWD 868x o. 869x
für ExpertLine zum Anschluss an Miele MOVE, Segosoft oder andere Doku-Software.

EAN-Nr.: 4002516866527 / Materialnummer: 12611070 /
Alte Materialnummer: 68822104D



Nettogewicht in kg	0,18
Bruttogewicht in kg	0,46