


A 101

Oberkorb

höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



- Bestückungshöhe 160 +/- 30 mm, -breite 475 mm, -tiefe 443 mm
- Mit eingebautem Sprüharm


EAN-Nr.: 4002516828143 / Materialnummer: 12645590 /
Alte Materialnummer: 69610101D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8063	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Oberkorb	•
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Aufbereitung von Lungenautomaten	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	206
Außenmaß, Nettobreite in mm	528
Außenmaß, Nettotiefe in mm	527
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	220
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	3,03

A 101

Oberkorb

höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



EAN-Nr.: 4002516828143 / Materialnummer: 12645590 /

Alte Materialnummer: 69610101D

Bruttogewicht in kg

3,68