


U 408

Korb

für die optimale Aufnahme von Tassen.



- Mit 4 Reihen

EAN-Nr.: 4002516855309 / Materialnummer: 12654500 /  
Alte Materialnummer: 67640802D

#### Produktzugehörigkeit

Spülmaschinen Tank

•

#### Gerätezugehörigkeit

PG 8164

•

PTD 701

•

#### Produktkategorie

Korb für Tassen

•

#### Produkteigenschaften

Material

Kunststoff

Farbe

Blau, Grau, Weiß

Anzahl Reihen

4

Strebenabstand in mm

85

#### Kapazität

Tassen [Anzahl]

20

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

220

Außenmaß, Bruttobreite in mm

550

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

540

Nettogewicht in kg

1,14

Bruttogewicht in kg

1,97