

U 404

Korb

für die optimale Aufnahme von Bestecken.



- Mit 6 Besteckköchern aus Kunststoff
- Fächergröße 106 mm x 106 mm

EAN-Nr.: 4002516854647 / Materialnummer: 12654560 /
Alte Materialnummer: 67640402D

Produktzugehörigkeit

Spülmaschinen Tank

•

Gerätezugehörigkeit

PG 8164

•

PTD 701

•

Produktkategorie

Korb für Besteck

•

Produkteigenschaften

Material

Draht, rilsaniert, Kunststoff

Farbe

Grau, Weiß

Anzahl Fächer

6

Fächerbreite in mm

106

Fächerlänge in mm

106

Maße und Gewicht

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

180

Außenmaß, Bruttobreite in mm

520

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

610

Nettogewicht in kg

1,62

Bruttogewicht in kg

2,57