

U 407

Korb

für typisches Spülgut aus Bistros.



- Für Gläser, Tassen, Teller, Kuchenteller, Untertassen etc.
- Mit unterschiedlichen Strebennhöhen und -abständen
- Für Besteck ist der Köcher E 168 zusätzlich einsetzbar

EAN-Nr.: 4002516855255 / Materialnummer: 12654670 /

Alte Materialnummer: 67640702D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8164	•
PTD 701	•
Produktkategorie	
Korb für Mischgeschirr	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Anzahl Reihen	5
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	180
Außenmaß, Bruttobreite in mm	520
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	620
Nettogewicht in kg	1,98
Bruttogewicht in kg	2,93