


U 409

Korb

für typisches Spülgut aus Bistros.



- Für Gläser, Tassen, Teller, Kuchenteller, Untertassen etc.
- Für Besteck ist der Köcher E 165 zusätzlich einsetzbar

EAN-Nr.: 4002516854999 / Materialnummer: 12654740 /  
Alte Materialnummer: 67640902D

#### Produktzugehörigkeit

Spülmaschinen Tank

•

#### Gerätezugehörigkeit

PG 8164

•

PTD 701

•

#### Produktkategorie

Korb für Mischgeschirr

•

#### Produkteigenschaften

Material

Kunststoff

Farbe

Blau, Grau, Weiß

Anzahl Reihen

3

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

220

Außenmaß, Bruttobreite in mm

550

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

550

Nettogewicht in kg

1,47

Bruttogewicht in kg

2,60