

U 515

Korb

für die optimale Aufnahme von 6 Tablettis, Platten oder Blechen.



- Mit 6 Reihen
- Strebenabstand 60 mm mm

EAN-Nr.: 4002516855033 / Materialnummer: 12655910 /
Alte Materialnummer: 67651502D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 704	•
Produktkategorie	
Korb für Tablettis	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Reihen	6
Strebenabstand in mm	60
Kapazität	
Tablettis bis zu einer Breite von 600 mm [Anzahl]	6
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	520
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	625
Nettogewicht in kg	2,11
Bruttogewicht in kg	3,58