

U 513

Korb

mit einer offenen Korbseite für die optimale Aufnahme von Tablettis.



- Mit 9 Reihen
- Strebenabstand 45 mm
- Nicht einsetzbar in Frischwasser-Spülmaschinen

EAN-Nr.: 4002516854296 / Materialnummer: 12655960 /  
Alte Materialnummer: 67651302D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 8066	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 704	•
<b>Produktkategorie</b>	
Korb für Tablettis	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Anzahl Reihen	9
Strebenabstand in mm	45
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	220
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	1,97
Bruttogewicht in kg	3,01