


U 644-S

Korb

mit Schrägstellern, zur verbesserten Reinigung und Trocknung von 16 Gläsern.



EAN-Nr.: 4002516854616 / Materialnummer: 12663090 /

Alte Materialnummer: 67664402D

PTD 704

Produktkategorie

Korb für Gläser

Produkteigenschaften

Material Kunststoff

Farbe Blau, Gelb

Anzahl Fächer 16

Fächerbreite in mm 113

Fächerlänge in mm 113

Kapazität

Gläser 140-175 mm Höhe [Anzahl] 16

Gläser 200-230 mm Höhe [Anzahl] 16

Maße und Gewicht

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 220

Außenmaß, Bruttobreite in mm 550

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 550

Nettogewicht in kg 2,84

Bruttogewicht in kg 3,90