

E 168

Besteckkorb

für die optimale Aufnahme von Bestecken.



- Einsetzbar in den Bistrokorb U 407
- 4 Fächer

EAN-Nr.: 4002516854401 / Materialnummer: 12663110 /  
Alte Materialnummer: 67616802D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Tank	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Besteck	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Anzahl Fächer	4
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	85
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	275
Nettogewicht in kg	0,49
Bruttogewicht in kg	0,61