


KT 500

Korbhalter

zur Aufnahme von Körben mit Außenmaßen bis 50 x 50 cm.



- Notwendig für PG 8172 mit alten Miele Tischen (G 720/21)
- Der Korbträger wird anstelle des Standardkorbträgers verwendet

EAN-Nr.: 4002516854333 / Materialnummer: 12663120 /  
Alte Materialnummer: 67850003D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Produktkategorie</b>	
Lafette/Korbträger	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	120
Außenmaß, Bruttobreite in mm	620
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	815
Nettogewicht in kg	2,62
Bruttogewicht in kg	4,16