


Korb

FAN-N



- 36 Fächer für 36 Gläser
- Fächergröße 73 mm x 73 mm mm
- Höhe 10,4, Breite 50 (53 inkl. GN-Flanken), Tiefe 50 cm

Alte Materialnummer: 67652002D

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
<http://www.miele.com/professional>

U 520

Korb

für die optimale Aufnahme von Gläsern.



EAN-Nr.: 4002516854418 / Materialnummer: 12663380 /
Alte Materialnummer: 67652002D

Produktkategorie	
Korb für Gläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau, Grün
Anzahl Fächer	36
Fächerbreite in mm	73
Fächerlänge in mm	73
Kapazität	
Gläser bis 73 mm Höhe [Anzahl]	36
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	220
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	1,74
Bruttogewicht in kg	2,79