

KTU 530

Umbausatz

zur Aufnahme von Körben mit Außenmaßen bis 53 x 53 cm.



- Bestehend aus 2 Edelstahl-Streben
- Zur Anpassung des Standard-Korbhalters in der PG 8172

EAN-Nr.: 4002516854883 / Materialnummer: 12663420 /
Alte Materialnummer: 67853005D

Produktzugehörigkeit

Spülmaschinen Tank Durchschub

•

Gerätezugehörigkeit

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

Produktkategorie

Lafette/Korbträger

•

Umbausatz

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Maße und Gewicht

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

100

Außenmaß, Bruttobreite in mm

150

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

750

Nettogewicht in kg

0,85

Bruttogewicht in kg

1,10