

KTU 530

Umbausatz

zur Aufnahme von Körben mit Außenmaßen bis 53 x 53 cm.



- Bestehend aus 2 Edelstahl-Streben
- Zur Anpassung des Standard-Korbhalters in der PG 8172

EAN-Nr.: 4002516854883 / Materialnummer: 12663420 /  
Alte Materialnummer: 67853005D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Produktkategorie</b>	
Lafette/Korbträger	•
Umbausatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	750
Nettogewicht in kg	0,86
Bruttogewicht in kg	1,10