


A 103

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



- Bestückungshöhe: 95 mm, -breite 505 mm, -tiefe 472 mm
- Besonders geeignet für die Aufbereitung von DIN-Siebschalen
- Auch geeignet für weitere Anwendungen mit niedrigen Spülghöhen
- Verwendbar in Kombination mit dem Wagen A 202
- Mit eingebautem Sprüharm

EAN-Nr.: 4002516855040 / Materialnummer: 12664750 /  
Alte Materialnummer: 69610302D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Maximale Bestückungshöhe in mm	95
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	1
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	133
Außenmaß, Nettobreite in mm	528
Außenmaß, Nettotiefe in mm	528
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	545
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	4,18
Bruttogewicht in kg	4,64