


A 104

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Instrumentarium aus MIC, Arthroskopie und Urologie.



- Rechte Seite zur Aufnahme von 11 Hohlkörperinstrumenten
- maximale Länge der adaptierten Instrumente: 430 mm
- Zusätzliche Luer-Lock-Anschlussstellen für Hohlkörperinstrumente
- Linke Seite frei zur Aufnahme von Einsätzen (max. Bestückungsmaße H 310, B 240, T 455 mm)

EAN-Nr.: 4002516854807 / Materialnummer: 12664810 /

Alte Materialnummer: 69610401D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Korb für MIC-Instrumentarium	•
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	1
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	11
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	332
Außenmaß, Nettobreite in mm	528
Außenmaß, Nettotiefe in mm	526
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	420
Außenmaß, Bruttobreite in mm	533
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	594
Nettogewicht in kg	4,86
Bruttogewicht in kg	6,90
Beipack	
E 442 Spülhülse, Ø 11 mm, Länge 121 mm, mit Kappe Ø 6 mm [Anzahl]	2
E 448 Silikonschlauch mit Luer-Lock-Adapter weiblich [Anzahl]	2
E 452 Injektordüse 2,5 x 60 mm [Anzahl]	1
E 453 Injektordüse 4 x 110 mm mit Halteklammer [Anzahl]	1
E 454 Injektordüse für Trokarhülsen 10-15 mm [Anzahl]	1