


A 105/1

Oberkorb

höhenverstellbar, ohne Injektordüsen, zur Aufnahme von diversem Instrumentarium.



- Rechte Seite: 22 Injektorplätze
- Linke Seite zur Aufnahme von Einsätzen
- Aktive Innentrocknung von Hand- und Winkelstücken
- Bestückungsmaße H 225 +/- 30, B 360, T 445 mm
- Filterrohr A 800 in beiden Injektorleisten verwendbar

EAN-Nr.: 4002516854814 / Materialnummer: 12664820 /  
Alte Materialnummer: 69610502D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgerät, klein, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
<b>Kapazität</b>	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	202
Außenmaß, Nettobreite in mm	528
Außenmaß, Nettotiefe in mm	528
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	220
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,88
Bruttogewicht in kg	5,57
<b>Beipack</b>	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1