

A 860
Haltegitter
für Injektormodul A 300/2 und A 300/3.



- Einteilung: 2x4 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 300/2 und A300/3
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN-Nr.: 4002516855118 / Materialnummer: 12665410 /
Alte Materialnummer: 69686001D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Produktkategorie

Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
-----------------------------------	---

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	8
Fächerbreite in mm	114
Fächerlänge in mm	114
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas	•
----------------------------	---

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	30
Außenmaß, Nettobreite in mm	250
Außenmaß, Nettotiefe in mm	350
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	255
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	0,48
Bruttogewicht in kg	0,88