

A 861
Haltegitter
für Injektormodul A 301/4 und A 301/5.



- Einteilung: 3x6 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 301/4 und A 301/5
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN-Nr.: 4002516854876 / Materialnummer: 12665440 /
Alte Materialnummer: 69686101D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	18
Fächerbreite in mm	74
Fächerlänge in mm	74
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	80
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	350
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	130
Außenmaß, Bruttobreite in mm	255
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	485
Nettogewicht in kg	0,59
Bruttogewicht in kg	0,94