


A 862
Haltegitter
für Injektormodul A 302/2 und A 302/3.



- Einteilung: 4x8 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 302/2 und A 302/3
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Rilsaniert

EAN-Nr.: 4002516854203 / Materialnummer: 12665480 /
Alte Materialnummer: 69686201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff, Draht, rilsaniert
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	32
Fächerbreite in mm	56
Fächerlänge in mm	52
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	30
Außenmaß, Nettobreite in mm	250
Außenmaß, Nettotiefe in mm	350
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	255
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	465
Nettogewicht in kg	0,55
Bruttogewicht in kg	0,80