


A 11/1

Einsatz

zur schonenden Reinigung empfindlichen Spülguts durch Brechung des Sprühstrahls.



- Mit Ausstanzungen 7 x 7 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb
- Empfohlene Verwendung in PG8536

EAN-Nr.: 4002516854913 / Materialnummer: 12666290 /
Alte Materialnummer: 69501104D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Unterlegrahmen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1
Außenmaß, Nettobreite in mm	433
Außenmaß, Nettotiefe in mm	433
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	470
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	470
Nettogewicht in kg	0,70
Bruttogewicht in kg	0,90