

A 150

Unterkorb

zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen oder Einsätzen.



- Unterkorb mit zwei Modulankopplungen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Injektormodulen oder Einsätzen
- Automatischer Verschluss der Ankopplung bei Nichtverwendung
- Bestückungsmaße: H 235 (bei Nutzung mit A 100), B 494, L 440 mm

EAN-Nr.: 4002516854449 / Materialnummer: 12666330 /

Alte Materialnummer: 69615001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktkategorie	
Korb mit Modulankopplung	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Butyrometern	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	175
Außenmaß, Bruttobreite in mm	545
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	565
Nettogewicht in kg	2,63
Bruttogewicht in kg	3,29