

Boost CX1 CarCare Bodenstaubsauger ohne Beutel für maximale Saugleistung in kompaktem Design.



- Vielseitig einsetzbar – Universal-Bodendüse
- Maximale Lufthygiene durch HEPA Filter: *Ideal für Allergiker
- Besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr
- Bleibt immer in der Spur dank TrackDrive
- Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie

* nach EN 60312-1

EAN-Nr.: 4002516840824 / Materialnummer: 12666730 /
Alte Materialnummer: 41NCI330CE

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	Boost CX1 CarCare
Materialnummer Hersteller	12666730
EAN-Nummer	4002516840824
Bauform	
Bodenstaubsauger ohne Staubbeutel	•
Produktmarke	Boost CX1
Motorvariante	EcoLine
Produkttyp	SNCI3
Bauform und Design	
Farbe	Lotosweiß
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	4-stufiger Drehregler
Ergonomischer Tragegriff	•
Ergonomischer Handgriff	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr
Park System zum abstellen	einseitig
Mobilität	
TrackDrive	•
Aktionsradius in m	10
Kabellänge in m	6,5
Filtersystem	
Abluftfilter	HEPA AirClean Filter
Staubbehältervolumen in l	1,0
Technische Daten	
Wattleistung	700
Lautstärke in dB	78,0
Breite in mm	400
Höhe in mm	280
Tiefe in mm	280
Gewicht in kg	7,8
Mitgeliefertes Zubehör	
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Extralange, flexible Fugendüse SFD 20	•
Saugpinsel	•
Polsterdüse XXL SPD 20	•
Bodendüse SBD 660-3	•
Reinigungsbürste	Nein