

A 202 Wagen

zur optimalen Aufnahme von 4 DIN-Siebschalen.



- Geeignet für 4 DIN-Siebschalen auf 2 Ebenen
- Aufnahmerahmen: entnehmbar zur Aufbereitung höheren Spülguts
- 6 zusätzliche Anschlussmöglichkeiten mittels Luer-Lock-Verbind.
- Mit eingebautem Sprüharm
- Die Bestückungsmaße der verschiedenen Ebenen unterscheiden sich

EAN-Nr.: 4002516854043 / Materialnummer: 12667130 /
Alte Materialnummer: 69620201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Wagen für Siebschalen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	4
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	570
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	6,04
Bruttogewicht in kg	6,76