


E 105/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern bis 12 x 165 mm.



- geeignet für ca. 200 Reagenzgläser (bis 12 x 165 mm)
- Kapazität einschließlich Deckel A 13
- Die Maschenweite beträgt 9 x 9 mm

EAN-Nr.: 4002516853978 / Materialnummer: 12667380 /
Alte Materialnummer: 69510503D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•

Gerätezugehörigkeit

G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
---------------------------------	---

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Aufbereitung von Laborglas	•

Kapazität

Reagenzgläser [Anzahl]	200
------------------------	-----

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	212
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	210
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	235
Außenmaß, Bruttobreite in mm	240
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,88
Bruttogewicht in kg	1,15

Beipack

A 13 Deckel [Anzahl]	1
----------------------	---