

E 374

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von HNO-Instrumentarium wie z. B. Inhalationsanschlüssen.



- 24 Fächer ca. 45 x 45 mm, 27 Fächer ca. 12 x 12 mm
- Maschenweite Boden: 1,7 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN-Nr.: 4002516854050 / Materialnummer: 12667400 /
Alte Materialnummer: 69537402D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für HNO-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	51
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	63
Außenmaß, Nettobreite in mm	173
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	88
Außenmaß, Bruttobreite in mm	225
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	468
Nettogewicht in kg	1,14
Bruttogewicht in kg	1,34