

A 203

Wagen

zur optimalen Aufnahme von MIC-Instrumentarium.



- Geeignet z. Aufnahme u. a. von E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Bestückung auf 2 Ebenen

EAN-Nr.: 4002516853985 / Materialnummer: 12667770 /
Alte Materialnummer: 69620301D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Wagen für MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	520
Außenmaß, Nettobreite in mm	529
Außenmaß, Nettotiefe in mm	542
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	540
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	9,15
Bruttogewicht in kg	11,00
Beipack	
E 336 Spülhülse MIBO, Ø 11 mm, Länge 121 mm [Anzahl]	3
E 362 Blindschraube [Anzahl]	2
E 442 Spülhülse, Ø 11 mm, Länge 121 mm, mit Kappe Ø 6 mm [Anzahl]	15
E 443 Spülhülse, Ø 11 mm, Länge 121 mm, mit Kappe Ø 10 mm [Anzahl]	5
E 445 - 12 Kappen für Spülhülse E 442, Öffnung mit Ø 6 mm [Anzahl]	1
E 446 - 12 Kappen für Spülhülse E 443, Öffnung mit Ø 10 mm [Anzahl]	1
E 447 Adapter weiblich, für Luer-Lock männlich [Anzahl]	3
E 448 Silikonschlauch mit Luer-Lock-Adapter weiblich [Anzahl]	6
E 449 Adapter männlich, für Luer-Lock weiblich [Anzahl]	5
E 451 Einsatz 1/6 Siebschale [Anzahl]	1
E 452 Injektordüse 2,5 x 60 mm [Anzahl]	3
E 453 Injektordüse 4 x 110 mm mit Halteklammer [Anzahl]	8
E 454 Injektordüse für Trokarhülsen 10-15 mm [Anzahl]	6
E 456 Öffnungsfeder für MIC-Instrumente [Anzahl]	4
E 464 Aufnahme für Injektordüse E 454 [Anzahl]	3