

A 204
Wagen
zur optimalen Aufnahme von Micro-Instrumentarium.



- Ebene 1: geeignet zur Aufnahme von Einsätzen
- Ebene 2 rechts: 22 Anschlüsse für Hohlkörperinstrumentarium
- Ebene 2 links: 11 Luer-Lock-Adapter, männlich, horizont. Schlauch
- Mit eingebautem Sprüharm
- Filterrohr A 800 in beiden Injektorleisten verwendbar

EAN-Nr.: 4002516854821 / Materialnummer: 12667790 /
Alte Materialnummer: 69620401D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Kapazität	
OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl]	2-4
Beipack	
E 476 Aufnahme [Anzahl]	1
E 477 Anschlag [Anzahl]	1