

A 207

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Micro-Instrumentarium.



- Effiziente Aufbereitung: Schnelle Beladung und hoher Durchsatz
- Obere Ebene: bis 8 Trays zur Aufnahme von Hohlkörperinstrumenten
- Untere Ebenen: 8 Trays liegend für weiteres Ophta-Instrumentarium

EAN-Nr.: 4002516854210 / Materialnummer: 12667800 /
Alte Materialnummer: 69620702D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Kapazität	
Trays/Tablets [Anzahl]	16
OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl]	8
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	692
Außenmaß, Bruttobreite in mm	685
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	685
Nettogewicht in kg	9,58
Bruttogewicht in kg	13,32
Beipack	
A 311 Halterung für Trays [Anzahl]	2
A 800, Filterrohr [Anzahl]	1
A 804, Reinigungsbürste [Anzahl]	1