

A 300/2

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas - ausrüstbar mit 8 Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc.
- Modul ohne Injektordüsen – Bestückung nach individuellem Bedarf
- Für bis zu 8 Injektordüsen
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 118 mm in der Breite, 118 mm in der Tiefe
- Besonders geeignet für A 840 und A 841 (Düsendurchmesser 6 mm)

EAN-Nr.: 4002516853954 / Materialnummer: 12668780 /
Alte Materialnummer: 69630004D

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	8
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	72
Außenmaß, Nettobreite in mm	133
Außenmaß, Nettotiefe in mm	479
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	1,25
Bruttogewicht in kg	1,65