

A 301/4

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas - ausrüstbar mit 18 Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc.
- Modul ohne Injektordüsen – Bestückung nach individuellem Bedarf
- Für bis zu 18 Injektordüsen
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 78 mm in der Breite, 78 mm in der Tiefe
- Besonders geeignet für A 842 und A 843 (Düsensdurchmesser 4 mm)

EAN-Nr.: 4002516854739 / Materialnummer: 12668790 /
Alte Materialnummer: 69630106D

| Produktzugehörigkeit | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 8636 [LAB / LAB MON] | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8604 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 7111 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz/Modul für Enghalsgläser | • |
| Einsatz für diverse Flaschen | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Bestandteil des EasyLoad-Systems | • |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Kapazität | |
| Enghalsgläser [Anzahl] | 18 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 72 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 173 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 479 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 100 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 205 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 487 |
| Nettogewicht in kg | 0,89 |
| Bruttogewicht in kg | 1,89 |