

A 303 Modul

zur optimalen Aufnahme von bis zu 98 Pipetten.



- Geeignet für z. B. 98 Mess- und Vollpipetten
- Höhe des Halterrahmens: 150 mm
- Jeweils 1 Stück einsetzbar in den Körben A 150 und APLW 106
- Bestückungshöhe ohne Oberkorb: 450 mm (mit Unterkorb A 150)

EAN-Nr.: 4002516854746 / Materialnummer: 12669220 /
Alte Materialnummer: 69630301D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	98
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	185
Außenmaß, Nettobreite in mm	222
Außenmaß, Nettotiefe in mm	471
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	220
Außenmaß, Bruttobreite in mm	260
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	2,50
Bruttogewicht in kg	3,08