


A 304

Modul

zur optimalen Aufnahme von bis zu 98 Röhrchen.



- Geeignet für z. B. 98 Zentrifugenröhrchen, Vials, Reagenzgläser
- Die Bestückungshöhen unterscheiden sich je nach Positionierung
- Jeweils 1 Stück einsetzbar in den Körben A 100, A 150 & APLW 106

EAN-Nr.: 4002516854982 / Materialnummer: 12669230 /
Alte Materialnummer: 69630401D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
---------------------------------	---

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•

Kapazität

Vials [Anzahl]	98
----------------	----

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	130
Außenmaß, Nettobreite in mm	222
Außenmaß, Nettotiefe in mm	471
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	150
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	2,30
Bruttogewicht in kg	3,15