

E 416

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 6 ein- und zweiteiligen Spekula.



- Geeignet für die Aufnahme von 6 ein- und zweiteiligen Spekula
- 7 Halterungen im Abstand von 40 mm
- Einsetzbar in Ober- (nur mit einteiligen Spekula) und Unterkorb

EAN-Nr.: 4002516854135 / Materialnummer: 12669750 /  
Alte Materialnummer: 69541602D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Gynäkologie-Instrumentarium	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Kapazität</b>	
GYN-Spekula [Anzahl]	6
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	157
Außenmaß, Nettobreite in mm	178
Außenmaß, Nettotiefe in mm	279
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	210
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	365
Nettogewicht in kg	0,69
Bruttogewicht in kg	0,97